

## **Pflegehinweise für die Evakuierungsdecke ASR 0.10**

- Basisgewebe : 100% Polypropylen
- Gurte : 100% Polyester
- Eckspanngummis : Elasthan
- **Die Eckspanngummis sind austauschbar !**
- Gewebe ist geruchlos und atmungsaktiv
- Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse übereinander legen
- Die Decke kann bei 60°C gewaschen werden
- Keinen Weichspüler benutzen
- Nicht bügeln und mangeln
- Im Trockner bei unterster Temperatur trocknen
- Die Decke ist mit allen marktüblichen Desinfektionsmitteln kompatibel